

**PRESS RELEASE**

報道関係各位

2026年7月7日  
サクラ精機株式会社**洗浄業務の効率化で医療機関の経営課題に応える  
コンパクトサイズの自動ジェット式洗浄装置「CORSO®」新発売**

サクラ精機株式会社(東京本社:東京都中央区、長野本社:長野県千曲市、代表取締役社長:東 竜一郎)は、医療機関でも最も数が多いとされる中小規模施設に向けたコンパクトサイズの自動ジェット式洗浄装置「CORSO®」(以下、CORSO)を本年6月1日に発売しました。

CORSOは、約2倍に能力アップ(当社従来機種比較)した循環ポンプが生み出す強力なジェット水流で、医療機器の汚れをしっかりと除去する自動ジェット式洗浄装置です。限られたスペースに設置したいといった中小規模の医療機関のニーズに応え、コンパクトでありながら、既発売品の当社ハイエンドモデル「サクラ自動ジェット式超音波洗浄装置 VSONIC®」(以下、VSONIC)の技術と品質を受け継いだ製品です。

医療現場では、医療機器の再生処理において高い品質が求められる一方、使用される器材の多様化や複雑化に伴い、洗浄業務の負担が増加しており、限られた人員での運営を余儀なくされる中小規模施設において、洗浄業務にかかるコストと時間の削減が経営上の重要課題となっています。また、設置スペースの制約から、大型洗浄装置の導入が難しい医療機関もあります。

CORSOは、このような課題に対応するために開発されたコンパクトかつ高性能な洗浄装置です。限られたスペースでも設置が可能でありながら、高い洗浄性能を実現し、医療機関における効率的かつ質の高い再生処理を支援するとともに、運用負担の軽減に貢献します。

**■中小規模医療機関向けのコンパクトサイズ**

当社ではこれまで、大規模医療機関向けのVSONICや、小規模医療施設や診療所に向けた小型洗浄装置などを展開してきましたが、この度発売するCORSOは、限られたスペースに設置可能かつ確かな性能を有した中小規模医療施設向けの洗浄装置です。

本製品の上市により、大規模医療施設から小規模医療施設まで、施設規模や運用環境に応じてサクラブランドの自動洗浄装置の提供が可能となりました。

## ■循環ポンプの機能は従来機の約2倍。強力ジェット水流で洗浄業務の効率化に貢献

CORSOには、当社従来機種と比較して約2倍の性能アップした循環ポンプが搭載されています。強力なジェット水流で汚れを除去し、乾燥まで一連の工程を全自動で行います。これにより、スタッフの業務負担を大幅に軽減し、人員配置の効率化や洗浄にかかるランニングコストの削減にも寄与することで、医療機関の経営効率向上を後押しします。

また、超音波洗浄機能をオプションとして用意しており、さらに精密な洗浄を求めるニーズに応じて追加で搭載いただくことが可能です。



サクラ自動ジェット式洗浄装置『CORSO®』

写真は型式:MWD-220S

サクラ精機は常に時代のニーズにあった製品づくりに努め、確かな品質と安全性を備えた医療機器を提供することで、医療の質の向上に貢献してまいります。今後も製品・サービスを通じて医療機関の経営課題の解決を支援し、持続可能な医療提供体制の構築に貢献していきます。

## 製品概要

商品名	サクラ自動ジェット式洗浄装置「CORSO®」
商品一覧 ※全2タイプ	<片扉タイプ> MWD-220S <両扉タイプ> MWD-220D
製造販売業者	サクラ精機株式会社
医療機器情報	一般的名称:器具除染用洗浄器 クラス分類:クラスI(一般医療機器) 販売名称:サクラ自動ジェット式洗浄装置 CORSO 医療機器製造販売届出番号:20B2X00014000040

### 【サクラ精機株式会社について】

サクラ精機は、感染制御分野及び病理・細胞診・免疫診断分野を中心とするヘルスケア事業のグローバルニッチカンパニーとして、つねに時代を先駆ける技術と製品を提供しています。

医療の領域では、医療機関に求められる安全と安心の環境づくりを目指して、確かなお客様満足をお届けしています。また産業の領域では、精密洗浄・滅菌・水処理分野での多様なニーズにお応えする各種装置・システムを提供しています。

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

サクラ精機株式会社 感染制御事業本部  
TEL: 03-3553-8034