

**PRESS RELEASE**

報道関係各位

2022年10月7日  
サクラ精機株式会社**コンパクトで乾燥まで自動で行える  
卓上洗浄器 BLUNIX60B を新発売**

サクラ精機株式会社(本社:長野県千曲市、代表取締役社長:東 竜一郎)は、このほど RENOSEM 社製卓上洗浄器「BLUNIX60B」を2022年10月4日に新発売いたしました。BLUNIX60Bは、全自動運転の6種類のプログラムを搭載した予備洗浄～乾燥まで行えるウォッシャーディスインフェクターです。コンパクトで限られた設置スペースにも設置可能なため様々なシーンでご利用いただけます。

大型ジェットウォッシャーは水流が強すぎる、これまでの小型洗浄器では汚れ落ちが不安、乾燥時間がかかる、追加処理が発生し用手洗浄で対応した、といった医療現場の切実なニーズにお応えします。

**【BLUNIX60B の特徴】****1.RMD に合わせた6つのプログラム**

RMD(再使用可能医療機器)の種類に応じて6種類のプログラム(固定モード4個、任意モード2個)を標準搭載しております。

**2.予備洗浄～乾燥まで全自動運転**

最新のガイドライン\*で求められる「機械洗浄の選択」、「用手洗浄の必要最小限化」に対応いたします。

\*一般社団法人日本医療機器学会発行「医療現場における滅菌保証のガイドライン 2021」

**3.コンパクトかつ優れた洗浄力**

コンパクトながらチャンバーサイズは54リットルを実現。2つのポンプが優れた洗浄力を生み出します。

**4.国際規格準拠の信頼性**

ウォッシャーディスインフェクターに関する国際規格(ISO15883)に準拠。除染工程では90℃、5分間の熱水処理が行われ、国際規格で推奨されているA<sub>0</sub>値3000を満たし安全性にも配慮されています。



## ■商品概要

販売名:	BLUNIX ウォッシャー・ディスインフェクター
型式:	BLUNIX60B
医療機器製造販売届出番号:	20B2X00014100009
本体寸法:	幅 450mm×奥行 560mm×高さ 630mm (扉閉時、高さ調節用足の高さ除く)
チャンバー内部の積載寸法:	幅 380mm×奥行 380mm×高さ 370mm
質量:	50kg(満水時約 55kg 但し、洗浄物重量含まず)
電源:	単相 200V 50/60Hz
その他:	給水、給湯、排水設備が必要になります。



### 【サクラ精機株式会社について】

サクラ精機は、感染制御分野及び病理・細胞診・免疫診断分野を中心とするヘルスケア事業のグローバルニッチカンパニーとして、つねに時代を先駆ける技術と製品を提供しています。

医療の領域では、医療機関に求められる安全と安心の環境づくりを目指して、確かなお客様満足をお届けしています。また産業の領域では、精密洗浄・滅菌・水処理分野での多様なニーズにお応えする各種装置・システムを提供しています。

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

サクラ精機株式会社  
感染制御事業本部 犬井 孝  
東京都中央区新川 1-25-12  
TEL: 03-3553-8035 E-mail: t.inui@sakurajp.com