

お客様各位

2022年11月14日

サクラ精機株式会社
感染制御事業本部

「ソニックアール SD-130」に関するお知らせ

謹啓

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が販売する洗浄剤「ソニックアール SD-130」内に黒色の沈殿物が確認されました。

調査の結果、この沈殿物は「ソニックアール SD-130」に通常使用されている原料に含まれる活性炭であることが判明いたしました。この原料は製造工程（脱色）において活性炭を使用します。しかし、特定ロットにおいて当該活性炭が通常より多く含有したことで、凝集物として視認されたものとして、原料メーカーから報告を受けております。

なお、この凝集物は通常のご使用で細かく容易に再分散し、弊社による各種検証の結果、通常の洗浄過程では洗い流され洗浄対象物等に残留する可能性がない事、また洗浄性能上の影響もない事を確認しておりますが、視認的な違和感は否めないことから対象となる特定ロットを通常品に交換させていただきます。

ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、何卒、ご理解を頂きます様お願い申し上げます。

謹白

[製品名] ソニックアールSD-130

[交換対象ロット] 290722 及び 050822

本件に関するお問合せ等ございましたら、弊社営業担当までお問合せ下さいますようお願い申し上げます。

以上