

お客様各位

2022 年 12 月 22 日

サクラ精機株式会社
マーケティング／商品開発部

マセレーター専用除菌消臭剤『エコクリーンスアルティメイト』

ボトルキャップ仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、このほど弊社マセレーター専用除菌消臭剤「エコクリーンスアルティメイト」につきまして、ボトルキャップの仕様変更をさせて頂くこととなりましたのでご案内申し上げます。

2023 年 1 月 13 日頃から出荷される本製品からボトルキャップ径が 38mm から 42mm に変更となります。つきましてはマセレーター本体に装備されるボトルキャップを 42mm 径に対応したキャップに無償交換をさせていただきます。

このたびはお客様へは大変ご迷惑をお掛けする事とは存じますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

謹白

記

- 出荷開始時期 2023 年 1 月 13 日頃
(従来品の在庫が無くなり次第出荷開始となります。)
- 対象商品 マセレーター専用除菌消臭剤
エコクリーンス アルティメイト
- 仕様変更箇所 ボトルキャップ径が 38mm から 42mm に変更
(その他の仕様変更はございません。)

以上