




プロリスティカ 10倍濃縮 酵素系中性洗剤

幅広い素材に適合

- ダブル酵素で強力洗浄
- 幅広い適合素材
- 少ない泡立ち

コンパクトで経済的な
濃縮タイプ



サクラ精機

洗浄・保護能力に優れた次世代型洗浄剤

□ コンパクトで経済的な濃縮タイプ

濃縮タイプのため一回の使用量が少なく、容器もコンパクトで取り扱いやすくなりました。保管スペースもとりません。

□ ダブル酵素で強力洗浄

二つの蛋白酵素を使った「ダブル酵素システム」により、血液はもちろんのこと、整形外科器械等のひどい汚れも強力に除去します。

□ 幅広い素材に適合

ステンレス・アルミニウム・アルマイト処理製品・プラスチックなど幅広い医療器具にご使用いただけます。

□ 少ない泡立ち

泡立ちが少ない為、洗浄装置の性能を最大限に引き出し、素早いすすぎ処理を実現します。

	10倍濃縮※タイプ
液性	中性 pH約7.0(原液)
使用濃度	0.2~0.8mL/L (0.02~0.08%)
内容量	5L(約5.2kg)
梱包単位	1本/箱
型式	1C03T4APJ

※従来製品比

プロリスティカシリーズ



アルカリ洗浄剤、潤滑剤もご用意しております



ご注意

- 目や皮膚との接触を避けてください。目に入った場合は直ちに十分な水で洗い流し、医師にご連絡ください。
- 使用時には防護服・ゴーグル・手袋・マスクを着用し、使用方法および使用上の注意を確認してからご使用ください。
- 他の化学薬品を追加しないでください。本製品の効能が失われる場合があります。
- 保管の際は、蓋をしっかりと閉め、直射日光の当たらない常温あるいは冷所で保管して下さい。

※商品の色調は印刷のため実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

販売元 **サクラ精機株式会社**

メディカル営業本部 〒104-0033 東京都中央区新川1-25-12
新川フロンティアビル
☎03-3553-8034 FAX. 03-3553-8072

フリーダイヤル ☎0120-037-311

ホームページ <http://www.sakurajp.com>

製造元 ステリス社 STERIS

