


ポリスティカ 10倍濃縮潤滑剤

より滑らかな使用感

■優れた潤滑効果

■幅広い適合素材

コンパクトで経済的な
 濃縮タイプ



サクラ精機

滑らかさを追求した次世代型潤滑剤

コンパクトで経済的な濃縮タイプ

濃縮タイプのため一回の使用量が少なく、容器もコンパクトで取り扱いやすくなりました。保管スペースもとれません。

優れた潤滑効果

優れた防錆潤滑効果により医療器具の耐用期間を延ばし、滑らかな使用感に仕上げます。

幅広い適合素材

ステンレス・アルミニウムなど幅広い医療器具にご使用いただけます。

	10倍濃縮 [※] タイプ
液性	中性 pH約7.0(原液)
使用濃度	0.2~0.8mL/L (0.02~0.08%)
内容量	5L(約4.3kg)
梱包単位	1本/箱
型式	1C05T4APJ

※従来製品比

プロリスティカシリーズ



アルカリ洗浄剤、酵素系中性洗浄剤も
ご用意しております



ご注意

- 次の機器にはご使用をお控えください。
 - ・体内埋め込み器具(インプラント等)
 - ・樹脂、ゴム、ガラス等の防錆処理を必要としない医療機器
 - ・薬液投与を目的とした医療機器(注射筒、薬杯、チューブ等)
- 目や皮膚との接触を避けてください。目に入った場合は直ちに十分な水で洗い流し、医師にご連絡ください。
- 使用時には防護服・ゴーグル・手袋・マスクを着用し、使用方法および使用上の注意を確認してからご使用ください。
- 他の化学薬品を追加しないでください。本製品の効能が失われる場合があります。
- 保管の際は、蓋をしっかりと閉め、直射日光の当たらない常温あるいは冷所で保管して下さい。

※商品の色調は印刷のため実物と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

販売元 **サクラ精機株式会社**

メディカル営業本部 〒104-0033 東京都中央区新川1-25-12
新川フロンティアビル
☎ 03-3553-8034 FAX. 03-3553-8072

フリーダイヤル ☎ 0120-037-311

ホームページ <http://www.sakurajp.com>

製造元 ステリス社 STERIS

